

Style Follow  
Skinable

## 真正的多功能家庭护理美容仪

# Skinable 超声波肌肤LED美容仪

### 超声波离子按摩

什么是离子？

利用电流的相同电流相排斥，不同电流相吸的性质的原理

阳离子\_深层清洁

将留在毛孔和细微皱纹中的皮质和脏污，往表皮表面拉出，进而达到深层清洁的效果

阴离子\_补充营养

注入到皮肤离子，可帮助化妆品的营养成分渗透到皮肤深层，将补充营养效果最大化

### LED 理疗

**Red (625nm)** : 胶原蛋白新生, 增加弹性

**Blue (465nm)** : 痤疮愈合, 消炎祛痘

**Green (525nm)** : 改善肌肤, 抑制黑色素的产生

### 纳米微波按摩

约12,000次的振动, 对疲劳的肌肉产生刺激, 赋予皮肤弹性

### 超声波按摩 (3MHZ)

产生的热能传到皮肤深层的过程中, 会产生纳米级的反应, 此反应会刺激皮肤胶原蛋白的新生, 对皮肤紧致和拉伸皮肤起到很好的效果



Galvanic



LED Therapy



Tightening



Brightening



Nutrition

官方赞助商  Style Follow

 TheHan Co., Ltd. Website <http://sf.skinable.net> Tel. 032.579.3833 Email [thehan@thehan.net](mailto:thehan@thehan.net)